


**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) СТЕЛКИ**



**SolaPro VIVA**  
Art. AX 1113

Для профилактики и лечения плоскостопия 1-2 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- продольное плоскостопие 1-2 степени;
- комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
- распластанность переднего отдела стоп

**СОСТАВ:**

- натуральная кожа, вспененный полимер, активированный уголь, пенополиуретан, вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
35-46.

**ЦВЕТ:**  
Беневый.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) СТЕЛКИ**



**SolaPro VIVA OUTDOOR**  
Art. AX 1423

Для профилактики и лечения плоскостопия 1-2 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- продольное плоскостопие 1-2 степени;
- комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
- распластанность переднего отдела стоп 1-2 степени;
- беременность;
- длительное пребывание на ногах;
- тяжелые физические нагрузки;
- занятия спортом;
- ХБН и варикозное расширение вен нижних конечностей;
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей.

**СОСТАВ:**

- износостойкий войлок, волокна джута, вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
36-46.

**ЦВЕТ:**  
Зеленый.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) СТЕЛКИ**



**SolaPro VIVA WINTER**  
Art. AX 1453

Для профилактики и лечения плоскостопия 1-2 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- продольное плоскостопие 1-2 степени;
- комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
- распластанность переднего отдела стоп 1-2 степени;
- беременность;
- длительное пребывание на ногах;
- тяжелые физические нагрузки;
- занятия спортом;
- ХБН и варикозное расширение вен нижних конечностей;
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей.

**СОСТАВ:**

- натуральная овечья шерсть 100%, вспененный полимер, пенополиуретан, тепло- и гидрозащитор из алюминизированной фольги, нейлон, вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
35-46.

**ЦВЕТ:**  
Беневый.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) СТЕЛКИ**



**SolaPro VIVA SUMMER**  
Art. AX 1433

Для профилактики и лечения плоскостопия 1-2 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- продольное плоскостопие 1-2 степени;
- комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
- распластанность переднего отдела стоп 1-2 степени;
- беременность;
- длительное пребывание на ногах;
- тяжелые физические нагрузки;
- занятия спортом;
- ХБН и варикозное расширение вен нижних конечностей;
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей.

**СОСТАВ:**

- 100% хлопчатобумажный текстиль, вспененный полимер, пенополиуретан, волокна агата, вулканизированный латекс, пластиковый каркас.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
35-46.

**ЦВЕТ:**  
Голубой, черный.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) ПОЛУСТЕЛКИ**



**SolaPro VIVA MINI**  
Art. BX 1102

Для профилактики и лечения плоскостопия 1-2 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- продольное плоскостопие 1-2 степени;
- комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
- распластанность переднего отдела стоп 1-2 степени;
- беременность;
- длительное пребывание на ногах;
- тяжелые физические нагрузки;
- занятия спортом;
- ХБН и варикозное расширение вен нижних конечностей;
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей.

**СОСТАВ:**

- натуральная кожа, вулканизированный латекс, пластиковый каркас, клеевой фиксатор.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
35-46.

**ЦВЕТ:**  
Черный, бежевый.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) ПОЛУСТЕЛКИ**



**SolaComfort DE LUXE**  
Art. BZ 0152

Для профилактики развития продольного и комбинированного фиксированного плоскостопия 3-4 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- продольное и комбинированное фиксированное плоскостопие 3-4 степени.

**СОСТАВ:**

- натуральная кожа, вспененный полимер, клеевой фиксатор.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
35-46.

**ЦВЕТ:**  
Песочный.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) ПОЛУСТЕЛКИ**



**SolaComfort RELAX**  
Art. BY 5102

Для профилактики развития продольного и комбинированного фиксированного плоскостопия 3-4 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- продольное и комбинированное фиксированное плоскостопие 3-4 степени.

**СОСТАВ:**

- натуральная кожа, вспененный полимер, клеевой фиксатор.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
36-42.


**ЦВЕТ:**  
Песочный.



**ORTMANN®**  
DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) СТЕЛКИ**



**SolaComfort SIESTA**  
Art. AZ 0112

Для профилактики развития продольного и комбинированного фиксированного плоскостопия 3-4 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- продольное и комбинированное фиксированное плоскостопие 3-4 степени.

**СОСТАВ:**


- натуральная кожа, вспененный полимер, активированный уголь, пенополиуретан.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
35-46.

**ЦВЕТ:**  
Черный, песочный, белый.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СВОДОФОРМИРУЮЩИЕ (КАРКАСНЫЕ) СТЕЛКИ**



**SolaPro SUPRA**  
Art. AX 1172

Для профилактики и лечения поперечного и комбинированного плоскостопия 1-2 степени.

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- поперечное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени.

**СОСТАВ:**


- натуральная кожа, армированный латекс, активированный уголь, пенополиуретан.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
35-46.

**ЦВЕТ:**  
Черный.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДПЯТОЧНИКИ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ (КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)**



**SolaMed POINT**  
Art. DD 0151

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- пяточный фасциит (пяточная шпора);
- боли в пятке;
- реабилитация после перелома пяточной кости.

**СОСТАВ:**


- натуральная кожа, армированный латекс, вспененный полимер, клеевой фиксатор.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46.

**ЦВЕТ:**  
Серый.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДПЯТОЧНИКИ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ (КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)**



**SolaMed POINT PLUS**  
Art. DS 0151

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- коррекция разной длины (укорочение) нижних конечностей 3-6 мм, функциональный перелом таза;
- амортация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование пары без применения укорочения нижней конечности);
- боли в области пяточной кости.

**СОСТАВ:**

- натуральная кожа, армированный латекс, вспененный полимер, клеевой фиксатор.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46.

**ЦВЕТ:**  
Черный, песочный.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДПЯТОЧНИКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗНИЦЫ ДЛИНЫ НОГ (КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)**



**SolaMed PERFEKT**  
Art. DP 0151

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- коррекция разной длины (укорочение) нижних конечностей 3-6 мм, функциональный перелом таза;
- амортация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование пары без применения укорочения нижней конечности);
- боли в области пяточной кости.

**СОСТАВ:**


- натуральная кожа, вулканизированный латекс, клеевой фиксатор.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46.

**ЦВЕТ:**  
Черный, песочный.

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДПЯТОЧНИКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗНИЦЫ ДЛИНЫ НОГ (КОМПЕНСИРУЮЩИЕ)**



**SolaMed STABIL**  
Art. DH 0151

**НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- коррекция разной длины (укорочение) нижних конечностей 3-6 мм, функциональный перелом таза;
- амортация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование пары без применения укорочения нижней конечности);
- боли в области пяточной кости.

**СОСТАВ:**

- натуральная кожа, вулканизированный латекс, клеевой фиксатор.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**  
1 пара в упаковке.

**РАЗМЕР:**  
S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46.

**ЦВЕТ:**  
Беневый.



**ORTMANN®**  
DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

**УХОД ЗА КОЖНЫМИ И ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ**

- рекомендуется прошивать изделия после эксплуатации в течение 24 часов вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей;
- по мере загрязнения протирайте кожаные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором;
- по мере загрязнения протирайте текстильные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.

**Обязательно прошивать стельки после обработки!**

**УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ СИЛИКОНА:**

ежедневно мыть водой в слабом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После мытья необходимо дать изделиям полностью высохнуть в тени при комнатной температуре. Использовать только для наружного применения.

**ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:**

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

не установлен.

По окончании периода использования товар не предназначен оплотности для повторения и подлежит утилизации.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

утилизация с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**  
30 дней со дня продажи.

**Нельзя сушить стельки в СВЧ-печи!**

**УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ СИЛИКОНА**

Товар является медицинским изделием. RU № ФСЗ 2011/09970 от 21.06.2011 г. выдано ФСЗ по надзору в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Росздравнадзор, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС.СБ.МЕ.020.0107116 от 27.06.2014 г. по 26.06.2018 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИ-МАМ».

**Для изделий из силикона**

Товар является медицинским изделием. Росздравнадзор, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС.СБ.МЕ.020.0107116 от 27.06.2014 г. по 26.06.2018 г.) выдана ЗАО «Регинал» органом по сертификации и тестированию.

**Для изделий из кожи, шерсти и хлопка**

Товар является медицинским изделием. Росздравнадзор, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС.СБ.МЕ.020.0107116 от 27.06.2014 г. по 26.06.2018 г.) выдана ЗАО «Регинал» органом по сертификации и тестированию.

**Импортер:** ООО «Орто Медик Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильяшское шоссе, д. 16, юпр. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИИМЕД», в России и СНГ, тел. 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Art.: INTOC-ORVH-NEW-IN-N5

